

MAM hygiënereeks - Veelgestelde vragen

MAM Babyartikel GmbH

Postfach 1266
D-27376 Scheeßel

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Telefoon +49 4263 9317 0
Fax +49 4263 9317 20
info@mam-babyartikel.de

MAM hygiënedoekjes: Veelgestelde vragen

1. Hoe moeten MAM hygiënedoekjes worden gebruikt?
2. Zijn MAM hygiënedoekjes ook geschikt voor voorwerpen die in contact komen met de mond?
3. Moeten voorwerpen na het gebruik van MAM hygiënedoekjes worden afgespoeld?
4. Zijn MAM hygiënedoekjes dermatologisch getest?
5. Kunnen MAM hygiënedoekjes ook worden gebruikt voor persoonlijke hygiëne?
6. Kunnen de MAM hygiënedoekjes ook worden gebruikt voor het reinigen van menstruatiecups?
7. Hoe lang zijn MAM hygiënedoekjes houdbaar?
8. Mogen gebruikte of verlopen MAM hygiënedoekjes met het huisvuil worden weggegooid?
9. Mogen MAM hygiënedoekjes worden doorgespoeld in het toilet?
10. Hoe vaak kan ik MAM hygiënedoekjes gebruiken om oppervlakken te desinfecteren?
11. Hoe vaak moet ik speelgoed schoonmaken?
12. Hoe moet ik speelgoed schoonmaken?
13. Bevatten MAM hygiënedoekjes kleur- of geurstoffen?
14. Bevatten MAM hygiënedoekjes alcohol?
15. Kan ik MAM hygiënedoekjes ook gebruiken op oppervlakken van kunststof of acrylglas?



mambaby.com

MAM Babyartikel GmbH

Postfach 1266
D-27376 Scheeßel

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Telefoon +49 4263 9317 0
Fax +49 4263 9317 20
info@mam-babyartikel.de

1. Hoe moeten MAM hygiënedoekjes worden gebruikt?

Maak het oppervlak grondig schoon met het MAM hygiënedoekje. Er ontstaat een laagje schuim op het oppervlak. Hierdoor ziet u welk oppervlak u reeds bevochtigd hebt. Laat het achterblijvende schuim minstens 60 seconden inwerken. Informatie over de omstandigheden en inwerktijden bij gebruik van het product om oppervlakken te desinfecteren, vindt u via mambaby.com/hygiene.

Sluit de verpakking goed na gebruik. Na uitdroging kan geen desinfecterende werking worden gegarandeerd. Droog voorwerpen die in de mond worden genomen na reiniging af met een droge doek. Achterblijvende vloeistoffresten zijn niet schadelijk voor de gezondheid.

Hygiënedoekjes buiten bereik van kinderen bewaren.

De hygiënedoekjes zijn niet geschikt voor persoonlijke hygiëne (lichaamshygiëne, bijv. luiers).

2. Zijn MAM hygiënedoekjes ook geschikt voor voorwerpen die in contact komen met de mond?

Ja, u kunt MAM hygiënedoekjes ook gebruiken voor een veilige hygiëne van voorwerpen die in contact komen met de mond (bijv. koortsthermometers of fopspeen). Voorwerpen die in de mond worden genomen, moet u na de inwerktijd afdrogen met een schone, droge doek.

3. Moeten voorwerpen na het gebruik van MAM hygiënedoekjes worden afgespoeld?

Het is voldoende om de voorwerpen te laten drogen na het afvegen.

Voorwerpen die in de mond worden genomen, moet u na reiniging afdrogen met een schone, droge doek.

4. Zijn MAM hygiënedoekjes dermatologisch getest?

Ja, de MAM hygiënedoekjes zijn bij een dermatologische test als "zeer goed" beoordeeld. Ze mogen echter niet worden gebruikt voor persoonlijke hygiëne.

5. Hoe lang zijn MAM hygiënedoekjes houdbaar?

Na de eerste opening kunnen de doekjes tot 1 maand worden gebruikt.

6. Kunnen de MAM hygiënedoekjes ook worden gebruikt voor het reinigen van menstruatiecups?

In principe zijn de MAM hygiënedoekjes heel geschikt voor deze toepassing, op voorwaarde dat de menstruatiecup na gebruik wordt nagespoeld met kraanwater.

7. Kunnen de MAM hygiënedoekjes ook worden gebruikt voor persoonlijke hygiëne?

Nee, de hygiënedoekjes van MAM zijn ontwikkeld voor een veilige hygiëne van medische hulpmiddelen in het huishouden (bijv. koortsthermometers), voorwerpen (bijv. babytoebehoren) en oppervlakken. Ze zijn niet geschikt voor persoonlijke hygiëne (lichaamshygiëne, bijv. luiers).

8. Mogen gebruikte of verlopen MAM hygiënedoekjes met het huisvuil worden weggegooid?

Ja, u kunt de doekjes met het huisvuil weggooiden.

9. Mogen MAM hygiënedoekjes worden doorgespoeld in het toilet?

Nee, u mag MAM hygiënedoekjes niet doorspoelen in het toilet. Hierdoor kan de afvoer verstopt raken, omdat de doekjes niet in het toiletwater oplossen. Gooi ze met het normale huisvuil weg.

MAM Babyartikel GmbH

10. Hoe vaak kan ik MAM hygiënedoekjes gebruiken om oppervlakken te desinfecteren?

Bij het gebruik voor de desinfectie van oppervlakken gelden de volgende aanbevolen doseringen en inwerktijden:

Postfach 1266
D-27376 Scheeßel

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Telefoon +49 4263 9317 0
Fax +49 4263 9317 20
info@mam-babyartikel.de

Doseerinformatie	Inwerktijd	Opmerking
onverdund	60 s	bacteriëndodend/schimmelwerend EN 1276, EN 13697, EN 1650
onverdund	5 min	bacteriëndodend/schimmelwerend (volgens de Duitse Vereniging voor Hygiëne en Microbiologie (DGHM)) lage belasting/mechanica
onverdund	60 s	omhulde virussen (HIV, HBV, HCV, BVDV, vacciniavirus, griepvirus) EN 14476
onverdund	30 min	Norovirus (MNV) EN14476
onverdund	60 s	Rotavirus
onverdund	5 min	Polyomavirus SV40

11. Hoe vaak moet ik speelgoed schoonmaken?

Bacteriën kunnen tot 1 maand op oppervlakken overleven. Als het speelgoed van uw baby dus in aanraking is gekomen met oppervlakken waarop u voedsel bereidt, of als er veel andere kinderen mee hebben gespeeld, verdient het aanbeveling het speelgoed onmiddellijk te reinigen om ziektekiemen te vernietigen.

Badspeelgoed moet na het baden worden schoongemaakt, omdat vochtigheid kan leiden tot schimmel en bacterievorming.

Over het algemeen is het voldoende om speelgoed om de paar weken schoon te maken, op voorwaarde dat niemand in uw huishouden ziek is of recent ziek is geweest.



mambaby.com

MAM Babyartikel GmbH

Postfach 1266
D-27376 Scheeßel

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Telefoon +49 4263 9317 0
Fax +49 4263 9317 20
info@mam-babyartikel.de

12. Hoe moet ik speelgoed schoonmaken?

Klein speelgoed:

De vaatwasser: klein plastic speelgoed zonder batterijen kan over het algemeen worden gereinigd in de vaatwasser. U kunt het bijvoorbeeld afwassen in warm water met een zacht afwasmiddel.

Neem vooraf de aanwijzingen van de speelgoedfabrikant in acht.

Met de hand: klein speelgoed dat werkt op batterijen mag enkel aan de buitenkant worden gereinigd met warm zeepwater. Hiervoor kunt u een zacht afwasmiddel gebruiken. Verwijder van tevoren eventueel vuil of etensresten. Was het voorwerp voorzichtig af met een schone vaatdoek. Daarna kunt u het aan de buitenkant afvegen met een MAM hygiënedoekje (60 s inwerktijd). Laat het voorwerp drogen. Als het om een voorwerp gaat dat uw kind in zijn/haar mond steekt, veegt u het na de inwerktijd af met een schone, droge doek voordat u het aan uw kind geeft.

Groter speelgoed:

Maak het oppervlak eerst schoon met een zacht afwasmiddel en water. Veeg het speelgoed vervolgens af met een MAM hygiënedoekje. Als het om een voorwerp gaat dat uw kind in zijn/haar mond steekt, veegt u het na de inwerktijd af met een schone, droge doek voordat u het aan uw kind geeft. Neem vooraf de aanwijzingen van de speelgoedfabrikant in acht.

Stoffen speelgoed:

Was het samen met het wasgoed, wasmiddel en heet water. Afhankelijk van het soort speelgoed kunt u het aan de lucht laten drogen of een droger gebruiken. Als u vreest dat de binnenvoering gaat samenklonteren, legt u het stoffen speelgoed met een paar nieuwe tennisballen in de droger. Neem vooraf de aanwijzingen en wasinstructies van de speelgoedfabrikant in acht.

13. Bevatten MAM hygiënedoekjes kleur- of geurstoffen?

Nee, MAM hygiënedoekjes zijn vrij van kleur- en geurstoffen.

14. Bevatten MAM hygiënedoekjes alcohol* (*ethanol)?

Nee, hygiënedoekjes van MAM bevatten geen alcohol* (*ethanol).

15. Kan ik MAM hygiënedoekjes ook gebruiken op oppervlakken uit kunststof of plexiglas?

Ja, hygiënedoekjes van MAM zijn bijzonder zacht voor het materiaal en ook geschikt voor kunststof en acrylglas.

Als u nog vragen hebt over onze MAM hygiënedoekjes, neem dan contact op met:

MAM Babyartikel GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 6-8, 27383 Scheeßel

E-mail: info@mam-babyartikel.de; tel.: +49 (0)4263 9317-0 of +49 (0)800 222 9626